



DESCRIPCION

- Sistema de empotrado en techo seguro
- Lámpara cialítica con tecnología LED
- Lámpara de operación sin sombras
- Lámpara con eje articulado

Especificaciones Técnicas

12 domos x 4 bombillas LED

Sistema de rotación continua del eje de la cúpula

Intensidad de iluminación regulable: 160000 lux

Temperatura de color fija: 4000K (\pm 500K)

Índice de reproducción cromática Ra: $100 \geq Ra \geq 85$

Irradiación total: ≤ 600 W/m²

Potencia nominal de la bombilla: 300W

Fuente de alimentación: 220VAC, 50Hz

Alimentación de cada bombilla: 24VDC

QUIROFANO



FENIX 600



Address: 7950 NW R53rd
stree, valle 337, Miami Florida
331196



www.welchmedical.com



ventas@welchmedical.com