



ELITE SERIE 500 Lámpara de quirófano

DESCRIPCION

La lámpara de operación sin sombras es adecuada para los requisitos de varias condiciones de operación y es un equipo de iluminación de operación ideal para quirófanos modernos y salas de operaciones limpias.



ADDRESS: 7950 NW 53rd street, suite 337; Miami,
Florida 33166
Tel. (305) 440-5155
Fax. (866) 480 - 9591
E-mail: ventas@welchmedical.com
Website: www.welchmedical.com



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Iluminación a 1m (lux)	80000~160000/80000~160000
Diámetro del campo de luz a 1m (cm)	10-28
Diámetro del campo de luz D10mm	180±40 / 180±40
Diámetro del campo de luz D50mm	110±35 / 110±35
Profundidad de Iluminación L1+L2 (cm)	150
Índice de reproducción cromática (Ra)	100≥Ra≥85
Temperatura de color opcional (K)	6700≥Tc≥3000K
Número de bombillas LED	72 / 72
Vida media de la bombilla (horas)	50000
Relación calor-luz (mW/m²lx)	<6
Distancia de trabajo (cm)	70-140
Fuente de alimentación	100-240V, 50/60Hz
Máximo consumo de energía (VA)	150W / 150W
Altura del techo para la instalación (cm)	270-320



ELITE SERIE 500 Lámpara de quirófano



ADDRESS: 7950 NW 53rd street, suite 337; Miami,
Florida 33166
Tel. (305) 440-5155
Fax. (866) 480 - 9591
E-mail: ventas@welchmedical.com
Website: www.welchmedical.com