



ESTERILIZADOR VERTICAL 100 LITROS

VAPO TECH
STEAM

Características

Esterilizador vertical controlado automáticamente, que consta de:

- Sistema de calefacción
- Grifo para descarga.
- Sistema de control por microordenador
- Autoprotección contra sobretemperatura y sobrepresión
- Protección segura contra la falta de agua
- Tapa con: sellado de silicona
- 4 modos de esterilización, como ser: Goma, Textil, instrumentos, artículos de vidrio y líquidos embotellados.

Panel de Control

- Panel de control con teclado de membrana
- Pantalla digital LCD del estado de funcionamiento monocromática de 3.14":
 - Pre (Kpa)
 - Temperatura (°C)
 - Tiempo
- Teclado de membrana con 4 pulsadores (Arriba, abajo, Set y Ent)
- Estructura completamente de acero inoxidable
- Estructura de puerta de apertura rápida tipo volante
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
- Pantalla digital de control con teclas de membrana
- Apagado automático con un pitido que recuerda después de la esterilización
- Apagado automático de los elementos calefactores al reducir el nivel del agua.
- Control de presión y temperatura.
- Cámara de autoclave de acero inoxidable.
- Manómetro digital
- Válvula de seguridad
- Sensor de temperatura interna
- Descarga automática del aire frío y descarga automática del vapor después de la esterilización



ESTERILIZACIÓN



Address: 7950 NW R53rd
stree, valle 337, Miami Florida
331196



www.welchmedical.com



ventas@welchmedical.com



ESTERILIZADOR VERTICAL 100 LITROS

VAPO TECH
STEAM



Datos Técnicos

- Volumen de la cámara: 100L
- Presión de trabajo: 0.07 - 0.22MPa.
- Temperatura de trabajo: 105 - 134°C.
- Presión máximo de trabajo: 0.22Mpa.
- Uniformidad de calor: $\leq \pm 1$.
- Temporizador: 0 - 99Min.
- Ajuste de temperatura: 115 - 134°C.
- Energía/Voltaje: 4500W/ AC 220V/50Hz.
- Seguridad: Falta de agua y sobre tensión.
- Dimensiones Aprox.: 530x530x1250mm.
- Diámetro del tambor interno: 435mm.
- Altura interna del tambor: 680mm.
- Alcance de la cámara: 121°C.
- Cierre de tapa tipo volante
- Grifo lateral para expulsión de vapor y agua.

Alarmas

- Falta de agua
- Tensión alta
- Fin de ciclo

Accesorios

- 2 Cestas de acero inoxidable con perforaciones
- 1 Bandeja Circular.
- 2 Sujetadores de acero inoxidable.
- 1 Manguera de silicona para agua.

ESTERILIZACIÓN



Address: 7950 NW R53rd
stree, valle 337, Miami Florida
331196



www.welchmedical.com



ventas@welchmedical.com