



# CAMA MANUAL 2 MOVIMIENTOS

## ELLY 2.0



**MOBILIARIO**

### Características

- La cama manual de 2 movimientos esta diseñada para cumplir y adaptarse a diferentes ámbitos hospitalarios.
- Accionamiento de manera mecánica a travez de manivelas.
- La estructura del cuerpo está hecha de acero laminado revestido con pintura epoxi.
- Las rieles laterales, cabeceras y pies están hechos de ABS.
- La superficie ha sido tratada mediante pulverización electrostática para proporcionar protección contra el envejecimiento y la corrosión.
- Las cuatro ruedas de 12.5 cm dos de ellas cuentan con truckles de frenado

### Funciones

Permite a los profesionales de la salud seleccionar el modo de operación más adecuado según el entorno en el que atienden a los pacientes. Los movimientos que pueden llevar a cabo incluyen:

- Movimiento de ascenso y descenso del espaldar
- Movimiento de ascenso y descenso del reposa pies



Address: 7950 NW R53rd  
street, valle 337, Miami Florida  
331196



[www.welchmedical.com](http://www.welchmedical.com)



[ventas@welchmedical.com](mailto:ventas@welchmedical.com)



# CAMA MANUAL 2 MOVIMIENTOS

## ELLY 2.0



Datos técnicos	
Dimensión externa	2010 x 1095 mm
Altura de la cama	450mm
Dimensión superficie de paciente	2000 x 90 mm
Inclinación de respaldo	75°
Inclinación de los pies	20 °
Carga máxima de la cama	200 kg
Diámetro de ruedas aproximadas	120mm



Address: 7950 NW R53rd  
street, valle 337, Miami Florida  
331196



[www.welchmedical.com](http://www.welchmedical.com)



[ventas@welchmedical.com](mailto:ventas@welchmedical.com)