

PEQUEÑA

- El diseño compacto ayuda a ahorrar espacio.
- Ligero y fácil de llevar
- Diseño apilable, conectable con bombas o estación de trabajo

INTELIGENTE

- Brillo de pantalla y colores de fondo definidos por el usuario.
- Función de relé entre bombas en cualquier modo y terapias de cambio automático sin pausa.

SEGURO

- Alta precisión.
- Información de alarma visual y audible.
- Niveles de oclusión ajustables.
- Monitoreo en tiempo real de los estados de infusión.
- Abrazadera anti-flujo automático bien diseñada.



SIMPLE

- Práctico diseño de pantalla táctil.
- Operación intuitiva.
- Fácil manejo de la infusión.
- Interfaz clara para una información fácil de leer.

SOFISTICADO

- Función wifi disponible.
- Conectividad incluso en el transporte.
- Compatible con el sistema HIS/CIS.
- Conectable con monitorización central de infusión.

VELOCIDAD

- Puerta de la bomba automática de fácil acceso.
- 20 terapias recientes para una configuración rápida.
- Biblioteca de medicamentos integrada.

Especificaciones	<p>Dimensiones:</p> <p>Peso:</p> <p>Clasificación:</p> <p>Pantalla:</p> <p>Jeringas compatibles:</p>	<p>252(Ancho) x 74(Alto) x 164(Profundidad)mm</p> <p><1.6 kg (incluido batería)</p> <p>Tipo CF, IPX2</p> <p>2.5" LCD pantalla táctil, 7 colores seleccionables</p> <p>Todas las jeringas de 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, y 50/60ml conformes a la norma</p>
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MP-30 A

Parámetros Básicos	Modo Infusión:	Velocidad, tiempo, peso, Secuencia, Relé, Dosis de carga, Trapezia, Micro, TIVA
	Rango de velocidad de infusión:	0.1 – 100 ml/h (jeringa de 5ml) 0.1 – 300.0 ml/h (jeringa de 10ml) 0.1 – 600.0 ml/h (jeringa de 20ml) 0.1 – 900.0 ml/h (jeringa de 30ml) 0.1 - 2000 ml/h (jeringa de 50/60ml)
	Incremento:	0.1 – 99.99 ml/h, incremento mínimo de 0.01ml/h 100 – 999.9 ml/h, incremento mínimo de 0.1ml/h 1000 - 20000 ml/h, incremento mínimo de 1ml/h
	Rango VTBI:	0.1 – 99.99 ml (incremento mínimo de 0.01ml) 100 – 999.9 ml (incremento mínimo de 0.1ml) 1000 - 9999 ml (incremento mínimo de 1ml)
	Tiempo de pre ajuste:	00:01 – 99:59 (h:m) ajustable, paso por 1min
	Volumen acumulado:	0 – 9999.99 ml
	Precisión:	Precisión mecánica: ±5 %, Precisión incluyendo jeringa: ±2 %
	Tasa de KVO:	0.1 – 5.0 ml/h ajustable, paso por 0.01 ml/h, tasa de incumplimiento: 1 ml/h
	Tasa de bolo:	0.1 – 100 ml/h (jeringa de 5ml) 0.1 – 300.0 ml/h (jeringa de 10ml) 0.1 – 600.0 ml/h (jeringa de 20ml) 0.1 – 900.0 ml/h (jeringa de 30ml) 0.1 - 2000 ml/h (jeringa de 50/60ml) 3 modos de bolo seleccionables: Automático/Manual/ Bolo cuantitativo rápido
	Tasa de purga:	0.1 – 100 ml/h (jeringa de 5ml) 0.1 – 300.0 ml/h (jeringa de 10ml) 0.1 – 600.0 ml/h (jeringa de 20ml) 0.1 – 900.0 ml/h (jeringa de 30ml)



ADDRESS: 7950 NW 53rd street, suite 337; Miami, Florida 33166
Tel. (305) 440-5155
Fax. (866) 480 – 9591
E-mail: ventas@welchmedical.com
Website: www.welchmedical.com



MP-30 A

Funciones Especiales	Terapia residente:	Se registran 20 terapias recientes y pueden ser directamente por simple selección.
	Cambio de velocidad durante la infusión:	La velocidad de infusión se puede cambiar en cualquier momento durante la infusión, no es necesario detener la infusión antes del cambio.
	Función de relé:	La función de infusión de relé está disponible con la estación de trabajo, permite dos bombas que en cualquier modo de infusión cambian sin pausa.
	Bloqueo automático de la pantalla:	Esta función se puede configurar en APAGADO, 15 s, 30 s, 1 min, 10 min o 30 min. El valor predeterminado es APAGADO.
	Librería de fármacos:	Más de 1000 fármacos disponibles con límite suave y duro editable, hasta 2000 fármacos pueden ser incorporados
	Repite la alarma:	La alarma vuelve a sonar en 2 minutos, si todavía hay algún error después de silenciar la alarma.
	Grabación de eventos:	Se pueden almacenar un máximo de 2000 eventos para su revisión.
	Volumen del sonido:	11 niveles seleccionables
	Conmutación de la fuente de alimentación:	Cuando se corta la fuente de alimentación de CA/CC, la infusión cambia automáticamente al suministro de batería interna.
Fuente de Alimentación	Alimentación de CA: Alimentación externa de CC: Batería interna: Duración de batería:	100 - 240V, 50/60Hz, consumo de energía 45VA. DC 12V, 1A. Batería de litio 7.2V, 2600mAH. ≥6 horas a 5 ml/h (con una batería nueva)
Alarma	Alarma visual y sonora:	Casi terminado, OCCL, Batería baja, Batería vacía, Sin batería, Sin alimentación, La puerta de la bomba abierta, Sin sensor de goteo, Sin goteo, Goteo anormal, Alarma de recordatorio, Índice de relé duplicado, Fallo de inicio de infusión, Tiempo de espera expirado.
Conectividad	Wifi / por cable:	Para conectar el sistema central de monitoreo de infusión, localizador de enfermeras, comunicación de voz.
	Escaneo de código de barras:	Entrada de información del paciente por escáner de código de barras.
	Interfaz de fecha:	USB *3, LAN, RS485, WiFi (opcional)



ADDRESS: 7950 NW 53rd street, suite 337; Miami, Florida 33166
Tel. (305) 440-5155
Fax. (866) 480 – 9591
E-mail: ventas@welchmedical.com
Website: www.welchmedical.com



MP-30 A

Montaje	<p>Estación de trabajo: Entre bombas:</p> <p>Asa:</p> <p>Dirección del soporte de porta suero:</p>	<p>Soportado. Apilable entre cualquier bomba de infusión/jeringa de la serie MP fabricada por Welch Medical.</p> <p>Disponible</p> <p>Se puede montar en diferentes direcciones, 90°/180°/270°/360°</p>
Requisito de Seguridad	<p>Condiciones de funcionamiento:</p> <p>Condiciones de almacenamiento:</p>	<p>Temperatura: 5°C a 40°C Humedad: 15% a 95% HR, sin condensación Altitud de presión: 70.0 kPa – 106.0 kPa</p> <p>Temperatura: -20°C a +55°C Humedad: 10% a 93% HR, sin condensación Altitud de presión: 22.0 kPa – 107.4 kPa</p>



ADDRESS: 7950 NW 53rd street, suite 337; Miami,
Florida 33166
Tel. (305) 440-5155
Fax. (866) 480 – 9591
E-mail: ventas@welchmedical.com
Website: www.welchmedical.com