

N-180M

MICROSCOPIO OPTICO



CARACTERISTICAS

Una forma agradable, un sistema óptico excelente y un equipo flexible te hacen disfrutar del trabajo. Es un instrumento ideal para la biología, bacteriología, inmunología y farmacología.

Imagen nítida y brillante con objetivos de alto contraste CF



Observación cómoda y cómoda con ocular de alto punto y amplio EW10X/20


Muy fácil y seguro de reemplazar la lámpara y simplemente quitar el colector y no es necesario cambiar la Base



Manejo práctico con diseño especial
Ajuste fino y grueso de baja posición
Adecuado para diferentes regiones de alimentación
con 100 V-240 V Multi-input Rating



N-180M



EstándarTraje:

Especificación	
Visualización de la cabeza	Cabeza Binocular libre de compensación, inclinada a 30 °, 360°giratoria.
Ocular	Ocular de punto alto y Campo Ancho EW10X/20
Objetivo	CF objetivo de alto contraste 4X, 10X, 40X, 100X
Nosepiece	Atrás cuádruple puente nasal
Etapa	Etapa mecánica de doble capa 140X140mm/75X50mm
Condensador	Condensador Abbe NA1.25 con diafragma Lris y filtro, ajuste de cremallera y piñón
Iluminación	S-LED... brillo ajustable

Las opciones:

Especificación	
Visualización de la cabeza	Cabeza Monocular, inclinada a 30 °, 360°giratoria
	Cabeza Trinocular libre de compensación, inclinada a 30 °, 360°giratoria.
Ocular	Amplio campo ocular WF10X
	Amplio campo ocular P16X
	Ocular de Campo Ancho WF10X con puntero
	Ocular de Campo Ancho WF10X W/0,1 micrómetro
	Ocular de punto alto WF10X/18,5
	Amplio campo ocular WF20X
Objetivo	Acromática Objective4X... 10X... 20X... 40X... 60X... 100X
	Plan acromático Objective4X... 10X... 20X... 40X... 60X... 100X
	Infinito de objetivo acromática, System4X... 10X... 40X... 100X
	Plan infinito objetivo acromática, System4X... 10X... 20X... 40X... 100X
Nosepiece	Atrás doble puente nasal
Etapa	Etapa mecánica de doble capa 160X140mm/75X50mm
Condensador	Condensador de campo oscuro (SECO) NA0.9
	Condensador de campo oscuro (aceite) NA1.25-1.36
Colector	Kohler iluminación
	Asférica colector
Otros	Simple polarización conjunto
	Simple contraste de fase Kit
	De contraste de fase Kit
	Torreta contraste de fase Kit
	Epi-fluorescente archivo adjunto
	LED óptico sistema
	Fotografía de archivo adjunto
1 x y 0.5X accesorio de vídeo	
Dibujo archivo adjunto	