

MONITOR QUIRÚRGICO

APOLO 350



Características

- Pantalla LED de 7 segmentos individual de cada segmento para visualización de potencia.
- Modos de trabajo: Carga intermitente y funcionamiento continuo.
- 3 zonas individuales de control para fácil selección y manipulación.
- Modos de electrocirugía: Monopolar y Bipolar.
- Protección contra efecto de descarga de desfibrilador.
- Alarmas de advertencia: visual y sonora.
- Regulación de volumen de salida.

Especificaciones técnicas

Dimensiones externas

- Aprox. 400mm x 360mm x 150mm

Ambiente de operación

- Temperatura: -10 °C ~ 40°C
- Humedad: 30% ~ 75%
- Presión atmosférica: 700hPa ~ 1060hPa

Especificaciones eléctricas

- Alimentación: 220VAC, 50/60 Hz.

Modo monopolar

Modo Corte

- Pure: 0 - 300 Watts (300 Ω)
- Blend 1: 0- 250 Watts (300 Ω)
- Blend 2: 0- 200 Watts (300 Ω)

Modo Coagulación

- Standard: 0 - 100 Watts (300 Ω)
- Spray: 0- 70 Watts (300 Ω)

Modo bipolar

- Corte Bipolar: 0 - 100 Watts (50 Ω)
- Coagulación Bipolar: 0- 70 Watts (300 Ω)

Accesorios



Address: 7950 NW R53rd
street, valle 337, Miami Florida
331196



www.welchmedical.com



ventas@welchmedical.com