

ODONTOBRAS

VETERINARIO

ULTRASONIDO P4



Distribuido a Latinoamérica
por Welch Medical

ULTRASONIDO




P4 VETERINARIO

CARACTERISTICAS:

- Forma de trabajo que asegura que se trabaje con una potencia constante a lo largo de los procedimientos dentales.
- Cuenta con un diseño ergonómico en la pieza de mano que facilita el uso prolongado del veterinario
- Punta del escarificador hecha de acero inoxidable de alta resistencia.
- Pieza de mano de plástico resistente
- Amplia gama de potencia para ofrecer más comodidad respecto a las condiciones de operación.
- Funciones Generales y de Periodoncia
- Potencia de gran alcance ofrece más comodidad para el funcionamiento
- Cuenta con soporte de la pieza de mano.

Especificaciones técnicas

- Entrada de adaptador: 110V-240VAC 50/60Hz 0.7A-0.4^o
- Potencia de salida: 3W a 20W
- Fusible de la unidad principal: 250V/T 1.6AL
- Salida punta frecuencia de vibración: 28kHz±3kHz
- Presión de Agua: 0.1 MPa~0.5MPa(1bar~5bar)
- Todas las puntas pueden ser esterilizables en autoclave a 134°C o en lavadora ultrasónica
- La pieza de mano puede ser esterilizada con algún líquido esterilizador o en autoclave a 134°C.
- Modo de operación: Operación continua
- Peso de la unidad principal: 0.55kg
- Tipo de protección contra las descargas eléctricas: Equipo Clase II
- Grado de protección contra golpes eléctricos: B



7950 NW 53rd Street, Suite 337 Miami, Florida 33166, USA
Phone: 305440-5155 **Fax:** 8664809591
Email: ventas@welchmedical.com **Web:** www.welchmedical.com



Distribuido a Latinoamérica
por Welch Medical