



SZ-10AW

Generador de Oxígeno Móvil



CARACTERÍSTICAS

Generador de Oxígeno Móvil SZ-10AW

- Carcasa resistente de alto tráfico, con ruedas para su mejor traslado, y sujetadores en los laterales.
- Método de generación de oxígeno: adsorción por oscilación de presión (PSA).
- Pantalla LCD con función de control de tiempo.
- Salida para nebulizador en la parte delantera del equipo.
- Control preciso de la velocidad de flujo mediante perilla y flujometro.
- Recipiente para humidificador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Generador de Oxígeno Móvil SZ-10AW

- Caudal máximo aproximado: 10 L/min
- Consumo de energía: 10L ≤700VA
- Densidad de oxígeno hasta 90% (±3%)
- Ruido: ≤65 dB (A)
- Fuente de alimentación: 220V, 50Hz

