



STAR+ STEAM

Autoclave de Vapor (23L)



STAR+ STEAM

Autoclave de Vapor (23L)



Tiempo de ciclo: 25Min (121 °C)

Temperatura/Presión: 121°C-1.2bar(0.012Mpa)

134°C-2.2bar(0.022Mpa)

- Blanco LEO
- Sensor de presión MXP 5500
- Sensor de temperatura Heraeus
- Sensor individual de sobrettemperatura
- Programa de secado para instrumentos
- Cerradura de control de aire presión

Voltaje (V/Hz)	230/110/50/60
Potencia (VA)	1500
Vol (L)	23
Cámara (mm)	ΦD250 x 450
Tamaño (mm)	575 X 385 X 340
Tamaño pqt (mm)	635 X 445 X 405
P.B./P.N. (kg)	40.0/33.0
Espacio (cm)	60