



FUTURA **air**

Kit de Piezas de Mano





Parámetros del producto

Luz:	/
Estándar de succión:	Antirretorno
Par máximo:	>0,05 N.0.05N.cmcm
Vibración radial:	≤0,03 mm
Fuerza de sujeción de la fresa:	>22 N
Ruido:	<65 dB
Velocidad de rotación:	324000-396000 r/min
Presión de trabajo:	0,25 MPa
Presión del agua de refrigeración:	0,2-0,23 MPa
Presión del aire de atomización:	0,23-0,3 MPa
Pulverización de agua:	Pulverización de agua de 4 orificios
Material:	Cobre/Acero inoxidable/Aluminio
Tipo de mandril:	Botón pulsador
Estructura:	Consta de cabezal, mango y articulación
Conexión:	4 o 2 orificios
Esterilización:	135 °C

Kit de irrigación externa de baja velocidad



Tipo de cierre/ Tipo de
botón pulsador, cabeza
intercambiable



Parámetros del producto

Relación de velocidad	1:1
Rociador de agua	Irrigación externa
Conexión	E-type
Velocidad de Rotación	18,000 – 20,000 rpm
Ruido	≤70dB
Tipo de Chuck	Presionar el botón
Fresa aplicable	φ2,35mm



7950 NW 53rd Street, Suite 337 Miami, Florida 33166, USA

Phone: 305440-5155 **Fax:** 8664809591

Email: ventas@welchmedical.com **Web:** www.welchmedical.com