




UNIDAD DENTAL PORTATIL **STAR PORT ++**

Address: 7950 NW R53rd street, suite 337, Miami Florida 33166
Tel. (305) 440-5155 Fax. (866) 480-9591

www.welchmedical.com
ventas@welchmedical.com

1.1 Estructura del equipamiento



1. Alta succión	2. Terminal de pieza de alta velocidad	3. Botella de desagüe
4. Regulador de la pieza de mano de alta velocidad	5. Regulador de agua de la pieza de mano de alta velocidad	6. Interruptor de botella de agua
7. Manómetro de presión de aire	8. Jeringa triple	9. Terminal de pieza de baja velocidad
10. Botella de agua	11. Regulador de la pieza de mano de baja velocidad	12. Regulador de agua de la pieza de mano de baja velocidad
13. Bolsa para el instrumental	14. Interruptor de pie	15. Enchufe de alimentación
16. Válvula de drenaje de agua	17. Interruptor de encendido	

1.2 Configuración

A: Configuración estándar:

Motor compresor de aire libre de aceite 1 pieza

Jeringa triple 1 pieza

Terminal para pieza de mano de alta velocidad 1 pieza

Terminal para pieza de mano de baja velocidad 1 pieza

Suctor de alta potencia (ajustable) 1 pieza

Tanque de aire de 6L 1 pieza

Botella de agua 1 pieza

Botella de desagüe 1 pieza

Control de pie 1 pieza

B: Opcional:

Silla dental portátil

pieza de mano de alta velocidad (estándar, LED o fibra óptica)

Pieza de mano de baja velocidad

Luz dental portátil