



ST 6000

Camilla de transporte
para pacientes



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS DESTACADOS

Parámetros técnicos

■ Dimensiones externas	2100x850 mm (±30mm)
■ Ajuste de la altura de mesa	530-860 mm (±50mm)
■ Ajuste de respaldar	0-70° (±5°)
■ Ajuste de reposarodillas	0-45°
■ Anti Trendelenburg:	0-15°
■ Trendelenburg:	0-15°
■ Capacidad de peso	180 kg

Parámetros técnicos

■ Bomba hidráulica	2 pcs
■ Sistema de manivela	1 set
■ Resorte neumático del respaldo	2 pcs
■ Bloqueo central de ruedas	2 pcs
■ Ruedas de 8"	4 pcs
■ Asa de empuje de emergencia	1 pc
■ Rueda direccional	1 pc
■ Barandilla lateral plegable	1 set
■ Parachoques	4 pcs
■ Adaptador para porta suero	4 pcs
■ Colchón	1 pc
■ Porta suero	1 set
■ Pedal de freno con bloqueo central	2 sets
■ Pedal de freno de rueda direccional	2 pcs
■ Secciones	4 pcs



Acero I Soldadura

Estructura y plataforma de acero, con una soldadura robótica totalmente uniforme en 360°.



Plástico

Cobertor inferior de plástico ABS esterilizable a 100 °C y con una resistencia extensible de hasta 30 MPa con soporte para tanque de oxígeno.



Acero I Pintura

Pintura epoxi de 11 capas, pruebas antibacterianas según la norma ASTM, espesor de la pintura de 0,12 mm, brillo de 60°; la pintura puede resistir un impacto de 50 kg.



Freno central

El resorte de frenado sigue en buen estado tras 10 000 frenadas consecutivas.



Bomba hidráulica

Ajuste de altura, posición de Trendelenburg y posición de anti-Trendelenburg mediante dos bombas hidráulicas.



Rueda direccional

Se puede bloquear para facilitar el control de la dirección, lo que permite a los usuarios maniobrar la camilla con facilidad en entornos ajitados y dinámicos.



Subida

Gran altura de subida del pedal hidráulico.



Descenso

- 1) Sección de piernas desciende para elevar cabeza
- 2) Sección trasera desciende para elevar sección de piernas
- 3) Base de la cama desciende de forma suave y constante



Ruedas

Cuatro ruedas giratorias 360° de doble cara bloqueables mediante el pedal de ambos lados. Neumáticos de TPR que no se desgastan, carcasa rígida resistente a la deformación



Colchón

Colchón de PU de alta densidad ($\geq 35 \text{ kg/m}^3$) de 6cm de alto, forro PVC de fácil limpieza/desinfección, anti microbiano, impermeable, ideal para el traslado de pacientes.



Barandilla lateral

Barandilla plegable de aleación de aluminio



Parachoque

Rueda de parachoques desmontable, para proteger al máximo la camilla y al paciente durante el transporte



Ganchos de drenaje

Ganchos de drenaje móvil de plástico



Porta suero

Columna de acero inoxidable con gancho de plástico.

